Студент: Группа:

Дата сдачи работы:

## Лабораторная работа № 4

## ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

Цель работы:

Опыт 1. Определение карбонатной жесткости воды

Метод определения: кислотно-основное титрование

Проба: водопроводная вода

Титрант: 0,05 н. раствор НС1

Индикатор: метиловый оранжевый

Изменение окраски индикатора:

Уравнение титриметрической реакции:

Таблица 1. Результаты измерений и расчетов

<b>№</b> опыта	$V_{\scriptscriptstyle \Pi}$ , мл	$C_{ m ЭКВ\ T},$ моль экв/л	$h_{\scriptscriptstyle  m H}$ , мл	$h_{\scriptscriptstyle  m K,}$ мл	$V_{\scriptscriptstyle  m T}$ , мл	$\overline{V}$ $_{ ext{\tiny T}},$ МЛ	Н <sub>карб</sub> , ммоль экв/л
1	100	0,05					
2	100	0,05					

Расчеты:  $H_{\text{карб}} = \frac{C_{_{_{^{9 \text{KB T}}}}} \overline{V}_{_{\mathrm{T}}}}{V_{_{\Pi}}} 1000 =$ 

## Опыт 2. Определение общей жесткости воды

Метод определения: комплексонометрическое титрование

Проба: водопроводная вода

Титрант: 0,05 н. раствор трилона Б

Индикатор: эриохром черный Т

Изменение окраски индикатора:

Таблица 2. Результаты измерений и расчетов

<b>№</b> опыта	$V_{\scriptscriptstyle \Pi}$ , мл	$C_{ m 9KB\ T},$ моль экв/л	$h_{\scriptscriptstyle  m H}$ , мл	$h_{\scriptscriptstyle  m K,}$ мл	$V_{\scriptscriptstyle  m T}$ , мл	$\overline{V}$ $_{ ext{\tiny T}},$ МЛ	Н <sub>общ</sub> , ммоль экв/л	${ m H}_{ m HK},$ ммоль экв/л
1	100	0,05						
2	100	0,05						

Расчеты: 
$$H_{\text{общ}} = \frac{C_{_{3\text{KB T}}} \overline{V}_{_{\text{T}}}}{V_{_{\text{II}}}} 1000 =$$

$$H_{\text{пост}} = H_{\text{общ}} - H_{\text{карб}} =$$

$$\beta = \frac{{_{H_{\kappa ap6}}}}{{_{H_{o6iij}}}} \cdot 100\% =$$

Выводы: (указываются характеристики жесткости воды, отмечается класс жесткости воды: мягкая, средней жесткости, жесткая)